

**BUCK**

**BUCK**



EMOS Technology GmbH  
Gewerbestr. 10  
D-88636 Illmensee

fon +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 0  
fax +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 55

E-Mail: [info@emostechnology.com](mailto:info@emostechnology.com)  
[www.emostechnology.com](http://www.emostechnology.com)

Visionary Medical Technology



## Flexibles Naso- Pharyngo-Laryngoskop

Flexible Naso-Pharyngo-Laryngoscope

Visionary Medical Technology

## Flexibles Naso- Pharyngo-Laryngoskop

Flexible Naso-Pharyngo-Laryngoscope



### Technische Daten Technical data

Model	FNS-2200	FNS-2800	FNS-3200	FNS-3400
Einführschlauch / Insertion tube	Ø 2.2 mm	Ø 2.8 mm	Ø 3.2 mm	Ø 3.4 mm
Arbeitskanal / Working channel	-	-	-	-
Nutzlänge / Working length	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Öffnungswinkel / Field of view	85°	85°	85°	85°
Abwinklung auf/ab Angulation up/down	160° / 160°	160° / 160°	160° / 160°	160° / 160°
Bildpunkte / Pixel	6.500	18.000	18.000	18.000
Tiefenschärfe / Field of depth	3 - 50 mm	3 - 50 mm	3 - 50 mm	3 - 50 mm

### Zubehör Accessories

#### Standard Zubehör / Standard accessories

Im Lieferumfang enthalten / Accessories included in delivery

200.00040.02	Dichtigkeitstester / Leakage tester
200.02421.00	ETO-Kappe / ETO-Cap

#### Optionales Zubehör Optional accessories

200.02531.02	Mini PortLed
270.00016.00	Kunststoffkoffer / Plastic suitcase

## Flexibles Naso- Pharyngo-Laryngoskop

Flexible Naso-Pharyngo-Laryngoscope



### Technische Daten Technical data

Model	FNS-2812	FNS-3814
Einführschlauch / Insertion tube	Ø 2.8 mm	Ø 3.8 mm
Arbeitskanal / Working channel	Ø 1.2 mm	Ø 1.4 mm
Nutzlänge / Working length	300 mm	300 mm
Öffnungswinkel / Field of view	88°	85°
Abwinklung auf/ab angulation up/down	160° / 160°	160° / 160°
Bildpunkte / Pixel	6.500	14.000
Tiefenschärfe / Field of depth	3 - 50 mm	3 - 50 mm

### Zubehör Accessories

#### Standard Zubehör / Standard accessories

Im Lieferumfang enthalten / Accessories included in delivery

200.00040.02	Dichtigkeitstester / Leakage tester
200.02421.00	ETO-Kappe / ETO-Cap

#### Optionales Zubehör Optional accessories

200.02531.02	Mini PortLed
270.00016.00	Kunststoffkoffer / Plastic suitcase